

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tcap Para Wb, If-P, Elisa - O15273

Número do item: CM0004897



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-TCAP de alta qualidade para WB, IF-P, ELISA. Detecta telethonina humana, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de sarcômeros e estudos de doenças musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCAP Rabbit mAb
Observações/Apelido	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; telethonina; TCAP
Espécie	Humana
ID do Gene (humano)	8557
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-167 da TCAP humana (NP_003664.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15273
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de Gelo