

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tcap Para Wb, Elisa - O15273

Número do item: CM0025937



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra teletonina humana (TCAP). Validado para Western blotting (WB) e ELISA. Adequado para o estudo da montagem de sarcômeros, cardiomiopatia e distrofia muscular cinturas. Reage com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCAP Rabbit pAb
Observações/Apelido	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; teletonina; TCAP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8557
ID do Gene	8557
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-167 do TCAP humano (NP_003664.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15273
Peso Proteico	19kDa
Envio	