

Anticorpo Monoclonal Anti-Tcea1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23193

Número do item: CM0002279

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao TCEA1 humano, um fator de alongação da transcrição. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em transcrição e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho TCEA1
Observações/Apelido	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6917
GeneID	6917
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do TCEA1 humano (P23193)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23193
Peso Proteico	34kDa
Envio	Em saco de gelo