


Anticorpo Policlonais Anti-Tcea1 Para Wb, Elisa - P23193

Número do item: CM0013414



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TCEA1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta o fator de alongamento da transcrição humana S-II, essencial para o alongamento da RNA Pol II através de sítios de parada. Ideal para pesquisa em transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCEA1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6917
ID do Gene	6917
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 75-140 da TCEA1 humana (NP_006747.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P23193
Peso da Proteína	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo