


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tceb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15369

Número do item: CM0017069



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TCEB1 humano (Elongina-C). Validado para WB, IHC-P, ELISA e reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre elongação da transcrição e complexos de ligase de ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TCEB1
Observações/Apêndice	SIII; TCEB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6921
GeneID	6921
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-112 do TCEB1 humano (NP_001191791.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15369
Peso Proteico	12kDa
Envio	Em saco de gelo