

Anticorpo Policlonal Anti-Tceb2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15370

Número do item: CM0015197



introdução

A CamelBio oferece Anticorpo Policlonal Anti-TCEB2 validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Tem como alvo a Elongina-B humana, um fator de alongação da transcrição e componente da ubiquitina ligase. Ideal para pesquisa em regulação gênica e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TCEB2 Coelho pAb
Observações/Apelido	SIII; TCEB2
Espécie	Humano
ID do Gene	6923
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-118 do TCEB2 humano (NP_009039.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15370
Peso Proteico	13kDa
Envio	Em saco de gelo