

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tceb2 Para Wb E Elisa - Q15370

Número do item: CM0006760



introdução

A CamelBio fornece anticorpo monoclonal de coelho anti-TCEB2 (clone não especificado) para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Essencial para pesquisas de alongamento de transcrição e ubiquitinação no desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCEB2 Rabbit mAb
Observações/Alias	SIII; TCEB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6923
GeneID	6923
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15370
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo