


Anticorpo Policlonal Anti-Tcerg1 Para Wb, Elisa - O14776

Número do item: CM0014995



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TCERG1 humano (CA150/TAF2S), validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar a regulação da elongação da transcrição e a ativação mediada pelo Tat do HIV-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCERG1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Urn1; CA150; TAF2S; TCERG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10915
ID do Gene	10915
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 550-650 do TCERG1 humano (NP_006697.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14776
Peso Proteico	124kDa
Envio	