

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Tcf12 Para Wb, Elisa - Q99081

Número do item: CM0026748



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra TCF12 (Fator de Transcrição 12) humano, adequado para WB e ELISA. Reconhece TCF12 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de diferenciação neuronal e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCF12 Rabbit pAb
Observações/Alias	HEB; p64; CRS3; HH26; HTF4; TCF-12; bHLHb20; HsT17266; TCF12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6938
ID do Gene	6938
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 443-682 da TCF12 humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99081
Peso Proteico	73kDa
Transporte	Bolsa de gelo