

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tcf19 Para Wb, Elisa - Q9Y242

Número do item: CM0030988

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TCF19 (fator de transcrição 19) humano. Validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCF19 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SC1; TCF-19; TCF19
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6941
GeneID	6941
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do TCF19 humano (NP_009040.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y242
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo