

Anticorpo Monoclonal Anti-Tcf1/Tcf7 Para Wb, Elisa - P36402

Número do item: CM0002374

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TCF1/TCF7 humano (TCF-1, P36402). Validado para WB, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar diferenciação de células T e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	TCF1/TCF7 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TCF-1; TCF1/TCF7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6932
GeneID	6932
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do TCF1/TCF7 humano (NP_003193.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36402
Peso Proteico	42kDa
Envio	Em saco de gelo