

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Tcf1/Tcf7 Para Wb, Elisa - P36402

Número do item: CM0029034

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TCF1/TCF7, validado para WB e ELISA. Detecta TCF7 humano, de camundongo e rato, um fator de transcrição crítico para o desenvolvimento de linfócitos T. Ideal para aplicações de imunodeteção e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCF1/TCF7 pAb de Coelho
Observações/Alias	TCF-1; TCF1/TCF7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6932
GeneID	6932
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do TCF1/TCF7 humano (NP_003193.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36402
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo