

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Tcf21 (Pod1/Bhlha23) Para Wb E Elisa - O43680

Número do item: CM0018823

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TCF21 (POD1/bHLHa23), validado para WB e ELISA. Detecta TCF21 humano e de camundongo, um fator de transcrição envolvido no desenvolvimento renal e pulmonar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCF21 Coelho pAb
Observações/Apelido	POD1; bHLHa23; TCF21
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6943
ID do Gene	6943
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-100 do TCF21 humano (NP_003197.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43680
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo