


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Tcf3 Para Wb, Elisa - P15923

Número do item: CM0023946



introdução

TCF3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, que reconhece TCF3 humano, de camundongo e rato (68 kDa), um fator de transcrição envolvido na diferenciação de linfócitos B e no desenvolvimento neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCF3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21; TCF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-525 do TCF3 humano (NP_003191.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15923
Peso da Proteína	68kDa
Transporte	Bolsa de gelo