


Anticorpo Policlonal Anti-Tcf4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15884

Número do item: CM0022658



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TCF4 de alta qualidade para aplicações incluindo WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar regulação transcricional, diferenciação neuronal e doenças associadas ao TCF4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCF4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6925
ID do Gene	6925
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do TCF4 humano (NP_003190.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P15884
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de Gelo