


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tcf4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P15884

Número do item: CM0014970



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho TCF4 (P15884) é validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para estudar o fator de transcrição 4 na diferenciação neuronal e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCF4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
Espécie	Humano
ID do Gene	6925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do TCF4 humano (NP_003190.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15884
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo