

Anticorpo Monoclonal Anti-Tcf4/Tcf7L2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqb0

Número do item: CM0002678



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa o TCF4/TCF7L2 humano, um fator de transcrição de sinalização Wnt. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Apoia pesquisas sobre câncer e células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCF4/TCF7L2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TCF4; TCF-4; TCF4/TCF7L2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6934
GeneID	6934
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TCF4/TCF7L2 humano (Q9NQB0)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NQB0
Peso da Proteína	68 kDa
Envio	Saco com gelo