

Anticorpo Policlonal Anti-Tcf4/Tcf7L2 Para Wb, Elisa - Q9Nqb0

Número do item: CM0022661



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TCF4/TCF7L2 (fator de transcrição 7-like 2) para aplicações de Western blot e ELISA. Reconhece TCF4/TCF7L2 humano e de camundongo, um fator de transcrição da sinalização Wnt com funções no câncer e na manutenção de células-tronco epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TCF4/TCF7L2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TCF4; TCF-4; TCF4/TCF7L2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6934
GeneID	6934
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 124-188 de TCF4/TCF7L2 humano (NP_001354872.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NQB0
Peso da proteína	68 kDa
Envio	Bolsa de gelo