

Anticorpo Policlonal Anti-Tcf7L1 Para Wb E Elisa - Q9Hcs4

Número do item: CM0026326

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TCF7L1 (TCF-3) validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Útil para estudos de sinalização Wnt e diferenciação epidérmica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCF7L1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TCF3; TCF-3; TCF7L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83439
GeneID	83439
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-340 do TCF7L1 humano (NP_112573.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCS4
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo