

Anticorpo Policlonais Anti-Tcirg1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13488

Número do item: CM0017664

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TCIRG1 (subunidade a3 da V-ATPase), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de osteoclastos e células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCIRG1 Rabbit pAb
Observações/Alias	a3; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10312
GeneID	10312
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do TCIRG1 humano (NP_006010.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13488
Peso Molecular	93 kDa
Envio	Bolsa de gelo