

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Tcirg1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13488

Número do item: CM0006963

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra TCIRG1 humano (subunidade a3 da V-ATPase). Validado para WB, IF, IHC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Útil para estudos de osteoclastos, regulação imunológica e homeostase do pH.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCIRG1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	a3; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10312
ID do Gene	10312
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-356 do TCIRG1 humano (NP_006010.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13488
Peso Proteico	93kDa
Envio	Em saco de gelo