

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tcl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P56279

Número do item: CM0008045



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TCL1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a TCL1 humana (13 kDa), aumentando a fosforilação de AKT e promovendo a sobrevivência celular. Adequado para pesquisa de leucemia/linfoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-TCL1
Observações/Alias	TCL1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8115
ID do Gene	8115
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-114 da TCL1 humana (NP_068801.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P56279
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo