

Anticorpo Policlonal Anti-Tcl1A Para Wb, Elisa - P56279

Número do item: CM0017057



introdução

pAb de Coelho TCL1A validado para WB e ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a proteína 1A de leucemia/linfoma de células T, um coativador de AKT envolvido na proliferação e sobrevivência celular. Ideal para pesquisa em oncologia e sistema linfoide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCL1A Rabbit pAb
Observações/Apelido	TCL1; TCL1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8115
GeneID	8115
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-114 do TCL1A humano (NP_001092195.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P56279
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de gelo