

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Tcn2 (Transcobalamina-2) Para Wb, Elisa - P20062

Número do item: CM0029996



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à Transcobalamina-2 (TCN2) humana, adequado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada à TCN2 de camundongo. Adequado para pesquisa de transporte e metabolismo de cobalamina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCN2 Rabbit pAb
Observações/Alíase	II; TC; TC2; TC-2; TCII; TC II; D22S676; D22S750; TCN2
Espécie	Humano
ID do Gene	6948 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 19-250 da TCN2 humana (NP_001171655.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P20062
Peso Proteico	48kDa
Envio	Bolsa de gelo