

Anticorpo Policlonais Anti-Tcof1 Para Wb E Elisa - Q13428

Número do item: CM0030197

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TCOF1 humano (proteína Treacle), adequado para Western blot e ELISA. Suporta pesquisa em função nucleolar, regulação da RNA polimerase I e especificação da crista neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCOF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	TCS; MFD1; TCS1; treacle; TCOF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6949
GeneID	6949
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 659-958 da TCOF1 humana (NP_001008657.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13428
Peso da Proteína	152kDa
Envio	Saco de gelo