


Anti-Tcp1 Alfa Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17987

Número do item: CM0007751



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho anti-TCP1 alfa (P17987) da CamelBio validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta TCP1 alfa humano, uma subunidade de chaperonina TRiC envolvida no dobramento de proteínas e na montagem do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCP1 alfa mAb de Coelho
Observações/Apelido	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alfa; TCP-1-alfa; TCP1 alfa
Espécie	Humano
GeneID	6950
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TCP1 alfa humano (P17987))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17987
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo