


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tcp1 Beta/Cct2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78371

Número do item: CM0005703



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a TCP1 beta/CCT2 humana (P78371), uma subunidade chaperonina TRiC. Validado para WB, IHC-P, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de dobramento e ciliogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-TCP1 beta/CCT2
Observações/Apelidos	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	10576
GeneID	10576
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 436-535 da TCP1 beta/CCT2 humana (P78371).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78371
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo