


Anti-Tcp1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17987

Número do item: CM0015900



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TCP1 humano (CCT-alfa), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta TCP1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de chaperonina, citoesqueleto e ciliogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alfa; TCP-1-alfa; TCP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6950
GeneID	6950
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 307-556 do TCP1 humano (NP_110379.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17987
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco com gelo