

Anticorpo Policlonal Anti-Tcta Para Wb, If/Icc, Elisa - P57738

Número do item: CM0014143

introdução

O pAb de Coelho TCTA (SWISS: P57738) é um anticorpo policlonal produzido contra a proteína TCTA humana de comprimento total. Validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de osteoclastos e proteínas de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TCTA
Observações/Apelido	TCTA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6988
GeneID	6988
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-103 do TCTA humano (NP_071503.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P57738
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco com gelo