


Anticorpo Policlonal Anti-Tcte1 Para Wb, Elisa - Q5Ju00

Número do item: CM0015256



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TCTE1 humano (DRC5), adequado para WB e ELISA. Reconhece TCTE1 humano, de rato e de camundongo. Útil para investigar motilidade ciliar/flagelar e função do N-DRC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCTE1 Rabbit pAb
Observações/Alias	DRC5; D6S46; FAP155; TCTE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	202500
GeneID	202500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do TCTE1 humano (NP_872345.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5JU00
Peso Proteico	56kDa
Envio	Bolsa de Gelo