


Anticorpo Monoclonal Anti-Tctp/Tpt1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P13693

Número do item: CM0006830



introdução

Anticorpo Monoclonal Anti-TCTP/TPT1 de coelho, de alta qualidade, validado para WB, IP, IHC-P, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Reconhece uma proteína de 20 kDa envolvida na ligação ao cálcio, estabilização dos microtúbulos e regulação da apoptose. Matéria-prima para IVD destinada à pesquisa e ao desenvolvimento diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	mAb de coelho anti-TCTP/TPT1
Observações/alias	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7178
GeneID	7178
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da TCTP/TPT1 humana (P13693)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P13693
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo