


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tctp/Tpt1 Para Wb E Elisa - P13693

Número do item: CM0027395



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TCTP/TPT1 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de cálcio e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCTP/TPT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7178
GeneID	7178
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 do TCTP/TCTP/TPT1 humano (NP_003286.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13693
Peso Proteico	20kDa
Transporte	Saco de Gelo