


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tctp/Tpt1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13693

Número do item: CM0013801



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TCTP/TPT1 humano (HRF, p23, fortalina). Imunógeno recombinante (aa 1-172). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA; apresenta reação cruzada com humano e camundongo. Dá suporte à pesquisa sobre apoptose, ligação ao cálcio e dinâmica dos microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TCTP/TPT1 pAb de coelho
Observações/alias	HRF, p02, p23, TCTP, TCTP/TPT1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7178
GeneID	7178
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 de TCTP/TCTP/TPT1 humano (NP_003286.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P13693
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo