


Anticorpo Policlonal Anti-Tdg Para Wb E Elisa - Q13569

Número do item: CM0026129



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TDG humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de desmetilação do DNA e reparo por excisão de bases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TDG Rabbit pAb
Observações/Alias	hTDG; TDG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6996
GeneID	6996
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do TDG humano (NP_003202.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13569
Peso da Proteína	46kDa
Transporte	Saco de gelo