

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-TdGF1/Cripto Para Wb, IHC-P, Elisa - P13385

Número do item: CM0018383

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TDGF1 humano (CRIPTO), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta TDGF1 humano, de rato e camundongo. Adequado para pesquisa em câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TDGF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CR; CR-1; CRGF; CRIPTO; TDGF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6997
GeneID	6997
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-150 do TDGF1 humano (NP_001167607.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13385
Peso Proteico	21kDa
Envio	Bolsa de Gelo