


Anticorpo Policlonal Anti-Tdo2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48775

Número do item: CM0031041



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-TDO2 detecta a triptofano 2,3-dioxigenase humana e de camundongo (~48 kDa) e é validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos sobre catabolismo de triptofano e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TDO2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6999
ID do Gene	6999
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do TDO2 humano (NP_005642.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P48775
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo