


Anticorpo Policlonal Anti-Tdo2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48775

Número do item: CM0015297



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TDO2 humano (triptofano 2,3-dioxigenase), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta TDO2 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo do triptofano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TDO2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6999
GeneID	6999
□□	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do TDO2 humano (NP_005642.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48775
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco com gelo