

Anticorpo Monoclonal Anti-Tdp-43/Tardbp Para Wb, Ip, If, Ihc, Chip - Q13148

Número do item: CM0003765



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra TDP-43/TARDBP humano (Q13148). Adequado para WB, IP, IF, IHC, ChIP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Avaliado para pesquisa sobre processamento de RNA e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TDP-43/TARDBP mAb de coelho
Observações/Apelido	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23435
GeneID	23435
Imunógeno	Pepídeo Sintético (Pepídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-400 do TDP-43/TARDB humano (Q13148))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13148
Peso da Proteína	45 kDa
Envio	Saco de gelo