

Anticorpo Policlonal Anti-Tdp-43/Tardbp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13148

Número do item: CM0017958



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TDP-43/TARDBP humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas em biologia do RNA, neurodegeneração e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho TDP-43/TARDBP
Observações/Apelido	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23435
GeneID	23435
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13148
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo