

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Tdp-43/Tardbp Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Rip - Q13148

Número do item: CM0017850



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra TDP-43/TARDBP humano (Q13148), validado para WB, IHC-P, IP, ELISA e RIP. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em doenças neurodegenerativas e biologia do RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TDP-43/TARDBP Rabbit pAb
Observações/Alias	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23435
GeneID	23435
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da TDP-43/TARDBP humana (NP_031401.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA, RIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13148
Peso da Proteína	45kDa
Transporte	Saco de gelo