

Anti-Tdp1 Pab De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9NuW8

Número do item: CM0029956



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece TDP1 humana e de rato (68 kDa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; o imunogeno cobre os aminoácidos 1-140. Adequado para pesquisa em reparação de DNA e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TDP1 pAb de coelho
Observações/Apelido	TDP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55775
ID do Gene	55775
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 da TDP1 humana (NP_060789.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NUW8
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Bolsa de gelo