


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tdp2 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - O95551

Número do item: CM0020264



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TDP2, validado por KO. Detecta TDP2 humano e de camundongo (O95551) via WB e ELISA. Adequado para aplicações em pesquisa de reparo de DNA, biologia de topoisomerase e neurologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] TDP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EAP2; AD022; EAPII; TTRAP; hTDP2; dj30M3.3; P2
Espécie	Humano
GeneID	51567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do TDP2 humano (NP_057698.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O95551
Peso Proteico	41kDa
Envio	Em saco de gelo