

Anticorpo Policlonal Anti-Tdrd1 Para Wb, Elisa - Q9Bxt4

Número do item: CM0015340



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TDRD1 validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Tem como alvo o antígeno cancer/testículo CT41.1, essencial para o silenciamento de transposon mediado por piRNA na espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TDRD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CT41.1; TDRD1
Espécie	Humano
GeneID	56165
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-125 da TDRD1 humana (NP_942090.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9BXT4
Peso da Proteína	132kDa
Envio	Bolsa de gelo