

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tdrd3 Para Wb E Elisa - Q9H7E2

Número do item: CM0025932



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TDRD3 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece uma proteína de andaime envolvida na coativação transcricional e na montagem de grânulos de estresse. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | TDRD3 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido        | TDRD3                                                                                                                    |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano)        | 81550                                                                                                                    |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do TDRD3 humano (NP_110421.1) |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada        | Humano                                                                                                                   |
| SWISS                      | Q9H7E2                                                                                                                   |
| Peso Molecular da Proteína | 73kDa                                                                                                                    |
| Transporte                 | Saco de gelo                                                                                                             |