


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Tdrkh Para Wb, Elisa - Q9Y2W6

Número do item: CM0027650



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TDRKH, adequado para WB e ELISA. Mostra reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para investigar a biogênese de piRNA e a espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TDRKH Rabbit pAb
Observações/Apelido	TDRD2; TDRKH
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11022
GeneID	11022
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-355 do TDRKH humano (NP_001077432.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2W6
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de Gelo