


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tdt Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04053

Número do item: CM0007716



introdução

A CamelBio fornece anticorpo monoclonal de coelho anti-TdT (clone A22618) validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Exibe reatividade específica com a terminal desoxinucleotidiltransferase humana, uma enzima nuclear essencial para a recombinação V(D)J.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-TdT
Observações/Apelido	TDT; TdT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1791
ID do Gene	1791
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04053
Peso da Proteína	59kDa
Remessa	Saco de gelo