


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tdt Para Wb, Elisa - P04053

Número do item: CM0029498



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à TdT humana, validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Útil para estudar recombinação V(D)J e desenvolvimento de células imunes.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nome do Produto     | TdT Coelho pAb           |
| Observações/Apelido | TDT; TdT                 |
| Espécie             | Humano                   |
| GeneID (Humano)     | 1791                     |
| GeneID              | 1791                     |
| Imunôgeno           | Proteína recombinante    |
| Fonte               | Coelho                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais   |
| Aplicação           | WB, ELISA                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato |
| SWISS               | P04053                   |
| Peso da Proteína    | 59kDa                    |
| Envio               | Saco de gelo             |