

Anticorpo Policlonal Anti-Tead1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P28347

Número do item: CM0026661



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TEAD1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudos de sinalização Hippo e regulação transcrricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TEAD1 Coelho pAb
Observações/Apelido	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7003
ID do Gene	7003
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 135-215 do TEAD1 humano (NP_068780.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P28347
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo