


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tead1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - P28347

Número do item: CM0014290



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra TEAD1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP, com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Adequado para o estudo da sinalização Hippo, da regulação da transcrição e do desenvolvimento cardíaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TEAD1 pAb de Coelho
Observações/Abreviações	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7003
GeneID	7003
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do TEAD1 humano (NP_068780.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28347
Peso da Proteína	48kDa
Transporte	Bolsa de gelo