


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Tead1/2/3/4 Para Wb, Elisa - P28347 / Q15561 / Q15562 / Q99594

Número do item: CM0012743



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TEAD1/2/3/4 de alta qualidade para Western blotting e ELISA, direcionado a fatores de transcrição TEAD humanos em pesquisa da via de sinalização Hippo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TEAD1/2/3/4 mAb Coelho
Observações/Apelido	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7003/7004/8463/7005
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 174-263 do TEAD4 humano (NP_003204.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28347/Q15561/Q15562/Q99594
Peso Proteico	48 kDa/49 kDa/47 kDa
Envio	Saco de Gelo